

Invacare® | **Birdie® e Birdie Compact**



Facilità di trasferimento e comfort elevato

I nuovi sollevatori *Invacare Birdie* e *Birdie Compact* offrono il massimo comfort per facilitare i trasferimenti quotidiani domestici e ospedalieri. Progettato per permettere una facile apertura e chiusura senza l'utilizzo di utensili, questo sollevatore all'occorrenza può anche essere scomposto in due parti garantendo all'utilizzatore un'ottima trasportabilità.

INVACARE
Yes, you can.®



Funzionale

Invacare **Birdie** permette di massimizzare lo spazio a disposizione. Il paziente può facilmente essere fatto ruotare, mentre si trova sul sollevatore anche nella posizione più alta. Questo facilita il trasferimento della persona dal letto alla carrozzina e viceversa, da parte degli assistenti.

Facile da manovrare

Il sollevatore **Birdie** risulta assai scorrevole e facile da manovrare; può essere aperto, chiuso e smontato senza l'impiego di utensili. Occupa pochissimo spazio quando viene riposto ed è facile da spingere e trasportare. Se necessario il braccio e la colonna possono essere velocemente smontati dalla base sempre senza l'impiego di utensili.

Certificazione TÜV per la massima sicurezza

Per una completa sicurezza, **Birdie** è dotato di un sistema di chiusura istantanea che minimizza il rischio di incidenti. L'intera famiglia **Birdie** è certificata CE, in linea con la direttiva medica 93/42/ ECC.

Per assicurare la conformità dei sollevatori con la EN ISO 10535 (lo standard europeo per i sollevatori), il prodotto è stato rigorosamente testato sia da Invacare che dall'istituto tedesco TÜV.

Opzioni e accessori



Elevata estensione, maggiore comodità

Gli utilizzatori possono essere facilmente fatti ruotare ed essere posizionati senza rischiare di provocare danni alle ginocchia.



Facile da piegare e smontare

Il trasporto e lo stivaggio risultano molto semplici: le operazioni di apertura, chiusura e smontaggio del sollevatore non richiedono alcuna chiave.



Sistema di arresto e abbassamento di emergenza, carica batteria integrato

Abbassamento di emergenza manuale o elettrico (nella versione **Compact** solo elettrico). Per caricare le batterie basta attaccare il sollevatore alla presa di corrente.



Chiusura a scatto

Massima sicurezza per ridurre al minimo il rischio di incidenti.

Opzioni e accessori



Invacare **Birdie**



Invacare **Birdie Compact**



Bilancini intercambiabili

Per sostituire i bilancini basta premere un gancio.



Allargamento della base manuale

Per allargare la base è sufficiente premere il pedale.



Leva allarga base

Può essere inserita una leva per regolare manualmente la larghezza della base.



Allargamento elettrico della base

Invacare **Birdie**



Bilancino a 2 punte

Facile e veloce da agganciare e sganciare. Disponibile in due misure: 450 e 550 mm.



Maniglione di spinta e pulsantiera

Design ergonomico per agevolare il lavoro degli assistenti.



Ruote

Disponibili nella misura 100 mm.



Bilancia digitale






E' disponibile una bilancia di misurazione approvata, in accordo con lo standard medico EN45501, certificata e sigillata per l'utilizzo abituale.








Bilancino a 4 punte

Misura 450 mm.

Dati tecnici

					
Birdie	1150 mm	680 mm	42 kg	475 - 1700 mm	115 mm
Birdie Compact	1000 mm	550 mm	36 kg	530 - 1600 mm	115 mm

					
Birdie	1040 mm	170 kg	40 cicli	2,9 Ah	1400 mm
Birdie Compact	890 mm	150 kg	40 cicli	2,9 Ah	1070 mm

Tutte le misure sono prese con ruote da 100 mm e bilancino a 2 punte.
Per le ruote da 75 mm togliere 15 mm per le misure dell'altezza e 20 mm per le misure della larghezza.

Colore telaio



Grigio chiaro /
Grigio scuro

Codici NT (configurazione standard): 12.36.03.006
Nr. Repertorio DM: 109072/R

CODICI ISO PURAMENTE INDICATIVI E/O RICONDUCIBILI PER OMOGENEITA' FUNZIONALE, SOGGETTI AD APPROVAZIONE DA PARTE DEL MEDICO PRESCRIVENTE
PRODOTTO COMMERCIALIZZATO