

SUPERIOR CLINICAL SEATING



SUPERIOR CLINICAL SEATING



JAY® fornisce all'utente la posizione di seduta migliore, dando stabilità posturale ed efficace redistribuzione dei carichi.

A livello clinico i compromessi non sono accettabili. L'efficacia e la facilità di utilizzo sono prioritari. A questo scopo Jay® sviluppa prodotti che affrontano tutte queste sfide considerando ogni dettaglio e rispondendo alle esigenze più diverse.

Il risultato è un capolavoro di tecnologia: Jay® combina in modo ideale stabilità, efficacia posturale, gestione dei carichi, facilità di utilizzo e comfort.





Cuscini

JAY® Basic

JAY® Soft Combi P

CARATTERISTICHE

Comfort e resistenza

Stabilità posturale e resistenza

SCOPO

Studiato per utenti con postura simmetrica e basso rischio di lesione cutanea che necessitano di comfort e di un supporto posturale ridotto.

Studiato per utenti che hanno una postura simmetrica e un basso rischio di lesione cutanea e che necessitano di un supporto posturale da minimo a moderato.

INTEGRITA' DELLA PELLE
FORZE DI TAGLIO
STABILITA'
POSTURA
TOLLERANZA SEDUTA

■
 ■
 ■
 ■
 ■ ■

■
 ■
 ■ ■ ■
 ■ ■
 ■ ■ ■

MISURE

LARGHEZZA (CM)
PROFONDITA' (CM)
ALTEZZA ANTERIORE (CM)
ALTEZZA POSTERIORE (CM)

25 - 60 cm
 25 - 60 cm
 4,8 cm
 4,7 cm

25 - 60 cm
 25 - 60 cm
 5,9 cm
 4,4 cm

PORTATA MASSIMA (KG)
PESO PRODOTTO (MIN)
PESO PRODOTTO (MAX)

113 kg
 0,3 kg
 1,73 kg

150 kg
 0,34 kg
 1,98 kg

TIPO CUSCINO

SCHIUMA A CELLE APERTE
SCHIUMA A CELLE APERTE + FLUIDO
SCH. A CELLE CHIUSE+ SCH. RETICOLATA
SCHIUMA A CELLE CHIUSE+ FLUIDO
SCH. A CELLE CHIUSE+ FLUIDO/ ARIA

Si
 -
 -
 -
 -

Si
 -
 -
 -
 -

TIPO FODERA

INCONTINENZA
AIR EXCHANGE / MICROCLIMATICA

Si
 No

Si
 No

GARANZIA

2 anni

2 anni



JAY® Easy Visco

Elevato comfort e stabilità

Cuscino molto leggero con elevato livello di comfort e stabilità.



JAY® Lite

Cuscino estremamente leggero, traspirante per la protezione della pelle per utenti attivi

Stabilità posturale, facilità di trasferimento e protezione della pelle per utenti attivi.



JAY® Care

Postura e cura per anziani

Questo cuscino è ideale per persone anziane con retroversione del bacino e che necessitano di un moderato supporto posturale.



25 - 60 cm
25 - 60 cm
6,3 cm
5,5 cm

150 kg
0,50 kg
2,70 kg

Si
-
-
-
-

Si
Si

2 anni

35 - 60 cm
35 - 60 cm
8 cm
7,5 cm

125 kg
0,55 kg
1,62 kg

-
-
Si
-
-

No
Si

2 anni

40 / 45 / 50 cm
40 / 45 cm
9,6 cm
9,6 cm

113 kg
3,3 kg
4,1 kg

-
Si
-
-
-

Si
No

2 anni



Cuscini

JAY® Duo

JAY® Easy Fluid

CARATTERISTICHE

Protezione ed altezza da terra ridotta

Protezione della pelle e stabilità posturale

SCOPO

Studiato per utenti che effettuino l'autospinta a piede permette di mantenere la seduta molto bassa rispetto al terreno.

Protezione della pelle e moderata stabilità posturale per utenti attivi.

INTEGRITA' DELLA PELLE
FORZA DI TAGLIO
STABILITA'
POSTURA
TOLLERANZA SEDUTA

■ ■ ■
■ ■ ■
■ ■ ■
■ ■
■ ■ ■

■ ■ ■
■ ■ ■
■ ■ ■
■ ■ ■
■ ■ ■ ■

MISURE

LARGHEZZA (CM)
PROFONDITA' (CM)
ALTEZZA ANTERIORE (CM)
ALTEZZA POSTERIORE (CM)

25 - 60 cm
25 - 60 cm
4,8 cm
4,7 cm

25 - 60 cm
25 - 60 cm
6,3 cm
5,5 cm

PORTATA MASSIMA (KG)
PESO PRODOTTO (MIN)
PESO PRODOTTO (MAX)

113 kg
0,3 kg
1,73 kg

150 kg
1,8 kg
6 kg

TIPO CUSCINO

SCHIUMA A CELLE APERTE -
SCHIUMA A CELLE APERTE + FLUIDO Si
SCH. A CELLE CHIUSE+ SCH. RETICOLATA -
SCHIUMA A CELLE CHIUSE+ FLUIDO -
SCH. A CELLE CHIUSE+ FLUIDO/ ARIA -

-
Si
-
-
-

TIPO FODERA

INCONTINENZA
AIR EXCHANGE / MICROCLIMATICA

Si
No

Si
Si

GARANZIA

2 anni

2 anni



JAY® Xtreme

Cuscino molto leggero che offre moderate redistribuzione della pressione e protezione delle forze di taglio per utenti attivi

Molto leggero, media protezione della pelle per utenti attivi: stabilità posturale e protezione della pelle.



JAY® Active

Profilo basso; riduzione della pressione e delle forze di taglio

Cuscino a basso profilo, studiato per utenti attivi che necessitano di un'ottima redistribuzione della pressione e di una buona stabilità.



JAY® J2 Plus

Riduzione della pressione e delle forze di taglio per gli utenti di dimensione maggiore

Riduzione della pressione e delle forze di taglio per utenti bariatrici.



35 / 38 / 40 / 43 / 45 / 50 cm
35 / 38 / 40 / 43 / 45 / 50 cm
5,5 cm
5,5 cm

150 kg
2,2 kg
3,8 kg

-
Si
-
-
-

Si
Si

2 anni

35 / 40 / 45 / 50 cm
40 / 45 / 50 cm
5 cm
7 cm

113 kg
2,2 kg
3,8 kg

-
Si
-
-
-

Si
Si

2 anni

51 - 65 cm
45 - 55 cm
10,2 cm
10,2 cm

295 kg
3,2 kg
5,0 kg

-
-
-
Si
-

Si
Si

2 anni



Cuscini

JAY® GS

JAY® J2

CARATTERISTICHE

Stabilità posturale e crescita pediatrica

Stabilità posturale con integrità della pelle

SCOPO

Cuscino ideale per utenti pediatrici che necessitano di un elevato supporto posturale e che hanno un rischio di lesione cutanea da moderato ad elevato.

Studiato per utenti con esigenze di posizionamento da moderate ad elevate e/o ad alto rischio di lesione cutanea.

INTEGRITA' DELLA PELLE
FORZA DI TAGLIO
STABILITA' POSTURA
TOLLERANZA SEDUTA



MISURE

LARGHEZZA (CM)
PROFONDITA' (CM)
ALTEZZA ANTERIORE (CM)
ALTEZZA POSTERIORE (CM)

25 / 30 / 35 / 40 / 45 cm
 33 / 38 / 43 / 48 / 50 cm
 7 cm
 7 cm

35 - 60 cm
 40 - 50 cm
 7,6 cm
 7,6 cm

PORTATA MASSIMA (KG)
PESO PRODOTTO (MIN)
PESO PRODOTTO (MAX)

113 kg
 0,8 kg
 3 kg

150 kg
 2,0 kg
 5,4 kg

TIPO CUSCINO

SCHIUMA A CELLE APERTE
SCHIUMA A CELLE APERTE + FLUIDO
SCH. A CELLE CHIUSE+ SCH. RETICOLATA
SCHIUMA A CELLE CHIUSE+ FLUIDO
SCH. A CELLE CHIUSE+ FLUIDO/ ARIA

-
 -
 -
 Si
 -

-
 -
 -
 Si
 -

TIPO FODERA

INCONTINENZA
AIR EXCHANGE / MICROCLIMATICA

Si
 No

Si
 Si

GARANZIA

2 anni

2 anni



JAY® J2 DC

Elevata integrità della pelle e stabilità posturale

Studiato per utenti con elevato rischio di lesione cutanea e con necessità di stabilità posturale.



JAY® J3

Soluzione ultima delle sedute modulari con tecnologia ad Aria o Fluido

Sistema di seduta modulare. Redistribuzione eccellente della pressione. Stabilità posturale, ottima dispersione del calore e dell'umidità, comfort.



JAY® Fit

Stabilità posturale elevata

Studiato per utenti con postura asimmetrica e basso rischio di lesione cutanea che necessitano di un supporto posturale elevato.



35 - 60 cm
35 - 50 cm
10,2 cm
10,2 cm

150 kg
2,3 kg
5,4 kg

-
-
-
Si
-

Si
Si

2 anni

30 - 60 cm
30 - 60 cm
9,5 cm / 11 cm (Standard / Deep)
9,5 cm / 11 cm (Standard / Deep)

150 kg / 227 kg (Standard/ Deep)
Fluido: 1,7 kg / Aria: 1,1 kg
Fluido: 4,5 kg / Aria: 2,8 kg

-
-
-
-
Si

Si
Si

2 anni

25 - 45 cm
30 - 50 cm
4,8 cm
4,7 cm

113 kg
0,3 kg
1,73 kg

-
-
-
Si
-

Si
No

2 anni



Schienali

JAY® Care

JAY® J2 Plus

CARATTERISTICHE

Posizionamento ed attenzione per utenti anziani

Soluzione per utenti bariatrici

SCOPO

Studiato per utenti che hanno una postura cifotica fissa. Supporto posturale per persone anziane.

Soluzione per utenti bariatrici, schienale con allineamento anatomico bi-angolare che offre una stabilità del tronco e del bacino, seguendo la conformazione dell'utente.

MISURE

LARGHEZZA (CM)
PROFONDITÀ SAGOMATURA (CM)
ALTEZZA (CM)

38 - 48 cm
10 cm
40 - 50 cm

51 - 58 cm / 58 - 65 cm
-
51 cm

PORTATA MASSIMA (KG)

113 kg

295 kg

TIPO FODERE

INCONTINENZA
AIR EXCHANGE / MICROCLIMATICA

No
Si

No
Si

GARANZIA

2 anni

2 anni





JAY® J2

Schienale posturale

Studiato per utenti che hanno necessità posturali moderate. Favorisce la simmetria e la stabilità.

30 - 50 cm
-
32 - 44 cm

113 kg

No
Si

2 anni

JAY® J2 Tall

Schienale posturale

Versione alta dello schienale Jay® J2, adatto per utenti alti, con moderate necessità posturali. Favorisce la simmetria e la stabilità.

35 - 50 cm
15 cm
45 - 48 cm

113 kg

No
Si

2 anni

JAY® J2 Deep Contour

Schienale posturale contenitivo

Studiato per utenti che necessitano di un supporto posteriore e laterale; facile da utilizzare, favorisce un buon posizionamento di bacino e tronco. Schienale posturale con ulteriore contenimento laterale basso.

35 - 50 cm
15 cm
45 - 48 cm

113 kg

No
Si

2 anni





Schienali

JAY® J3

JAY® Fit

CARATTERISTICHE

Semplice - Efficace - Posturale

Schienale posturale evolutivo

SCOPO

Antropometricamente studiato per il supporto posturale. Ampia gamma di forme e misure per incontrare le necessità degli utenti.

Schienale posturale altamente configurabile, per utenti con necessità posturali da moderate ad elevate e con caratteristiche patologiche evolutive.

MISURE

LARGHEZZA (CM)	36 / 41 / 46 / 51 cm	25 - 45 cm
PROFONDITÀ SAGOMATURA (CM)	SC 5 cm/MC 8 cm/DC 15 cm/PDC 15 cm	15 cm
ALTEZZA (CM)	LT (17 / 20 / 24 cm) - MT (30 / 34 / 38 cm) UT (42 / 46 / 50 cm) - SH (53 / 57 / 61 cm)	25 - 55 cm

PORTATA MASSIMA (KG)	136 kg	113 kg
-----------------------------	--------	--------

TIPO FODERE

INCONTINENZA	No	No
AIR EXCHANGE / MICROCLIMATICA	Si	Si

GARANZIA

2 anni

2 anni







SUPERIOR CLINICAL SEATING

Un capolavoro di tecnologia: la perfetta combinazione tra stabilità, efficacia posturale e gestione dei rischi dovuti ai carichi.

Il massimo livello di comfort e semplicità di utilizzo.



bb_JAY_it_IT_REV3

Sunrise Medical S.r.l.

Via Riva, 20 - Montale

29122 Piacenza

Tel.: +39 0523 573111

Fax: +39 0523 570060

www.SunriseMedical.com